



MQ Solutions

Điện thoại: 091 449 77 46

Email: mqsoftvn@gmail.com

Website: mqsoft.vn

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH Thực hiện

Mục lục

Chẩn Đoán Hình Ảnh	2
1. Vào màn hình “Chẩn đoán hình ảnh”	2
2. Quy trình thực hiện “Chẩn đoán hình ảnh”	5
3. Khai báo viết tắt.....	7
4. Xuất thuốc – VTYT	8
5. Chỉ định thêm dịch vụ	10
6. Nhập sinh thiết.....	11


Chẩn Đoán Hình Ảnh

1. Vào màn hình “Chẩn đoán hình ảnh”


1. Mở phần mềm MQ Main




2. Chọn vào phần Chẩn đoán hình ảnh (MQ RIS)



3. Nhập tài khoản, mật khẩu được cung cấp



4. Vào “1. Cập nhật” → Loại “CDHA” muốn thực hiện




Siêu âm chọn 1 trong 4 loại siêu âm tương ứng, nội soi chọn nội soi, ...

5. Chọn thông tin làm việc, chọn các thông tin phù hợp với khoa phòng thực hiện gồm tên BS thực hiện, Y tá, phòng thực hiện và máy thực hiện.

Nhập tên Bác sĩ thực hiện, mật khẩu đăng nhập, y tá (điều dưỡng), Phòng thực hiện và máy thực hiện tương ứng với khoa/phòng thực hiện


Lưu ý: Nên chọn đúng phòng, máy thực hiện tương ứng với khoa/phòng thực hiện



Hình 1: Màn hình trả kết quả CDHA

Tương tự các danh mục CDHA khác như: Siêu âm, CT, Xquang, MRI, Điện tim, Điện não, ... (Giải phẫu bệnh và Sinh học phân tử) cũng giống như vậy.

- Thông tin BN và tên kỹ thuật CDHA thực hiện
- Lịch sử thực hiện CDHA (Tuỳ theo loại CDHA thực hiện sẽ hiện lịch sử thực hiện loại CDHA đó. VD: Siêu âm sẽ hiển thị lịch sử đã thực hiện Siêu âm, ...) Nhấn vào  để hiển thị lịch sử thực hiện.
- Hình ảnh trực tiếp khi kết nối với máy: Khi kết nối với máy thực hiện, hình ảnh đang quay trực tiếp sẽ hiển thị ở đây
- Hình ảnh đã chụp: Sau khi nhấn chụp (F2) hình ảnh sẽ được thể hiện ở đây. Có thể lựa chọn những hình ảnh sẽ hiển thị lên báo cáo kết quả.
- Các nút chức năng hệ thống



1. Kết nối thiết bị
2. Chụp hình (F2)
3. Chọn hình

2. Quy trình thực hiện “Chẩn đoán hình ảnh”


1. Gỡ, quét mã BN có chỉ định thực hiện xét nghiệm vào ô mã BN hay tìm kiếm BN trong màn hình “Danh sách chờ” (Tích chọn “Chưa” → Nhấn “Xem” → Nhấn 2 lần vào BN muốn chọn)

Goi	Hủy gọi	Ngày chỉ định	Order	Pacs	ACC NO	STT	Lần gọi	Mã BN	Họ tên	Năm sinh	Tuổi	Điện thoại	Tên kỹ thuật	Bác sĩ	Đoạn
		01/11/2024 16:40			0	0		24067491	TEST PK NHẬP VIỆN	2002	22		Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng	Bs Nguyễn Tiến Dũng	0
		05/11/2024 14:13			0	0		24067944	BH CỎ BẢO LÃNH 01	1996	28		Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng	Bs Nguyễn Tiến Dũng	0
		05/11/2024 08:09			0	0		24067924	BẢNG KẾ 1	1988	36		Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng	Bs Nguyễn Tiến Dũng	0
		05/11/2024 09:20			0	0		24067939	KB NHẬP VIỆN CÙNG CCT	1997	27		Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng	Bs Nguyễn Tiến Dũng	0
		06/11/2024 16:03			0	0		24067684	TRÍ ĐĂNG TEST	1997	27		Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng	Bs Nguyễn Tiến Dũng	0
		01/11/2024 09:23			0	0		24067817	BB BẢO LÃNH	2000	24		Nội soi trực tràng ống mềm	Bs Nguyễn Tiến Dũng	0
		04/11/2024 10:17			0	0		24067899	HVGL RUS	2004	20		Nội soi trực tràng ống mềm	Bs Nguyễn Tiến Dũng	0
		05/11/2024 17:53			0	0		24067951	BHYT SỬA CT	2000	24		Nội soi trực tràng ống mềm	Bs Nguyễn Tiến Dũng	0
		08/11/2024 15:57			0	0		24068028	BHYT KB 02	1992	32		Nội soi trực tràng ống mềm	Bs Nguyễn Tiến Dũng	0
		06/11/2024 07:35			0	0		24910766	CẤP CỨU 01	1997	27		Test HP qua sinh thiết	Bs Phạm Thị Như Bích	0
		07/11/2024 16:42			0	0		24068006	BH BAOLAIHCORAN	2000	24		Nội soi đại tràng-lấy di vật	Bs Nguyễn Tiến Dũng	0
		07/11/2024 16:44			0	0		24068007	BHYT+BHBL NỘI TRÚ	2000	24		Nội soi đại tràng-lấy di vật	Bs Nguyễn Tiến Dũng	0
		07/11/2024 16:41			0	0		24068008	BHYT CỬA SÀNG	2000	24		Nội soi đại tràng-lấy di vật	Bs Nguyễn Tiến Dũng	0


→ Thông tin hành chính kèm theo thông tin chỉ định dịch vụ của BN từ khoa phong hiện lên. Màn hình danh sách chỉ định cho phép kiểm tra danh sách những BN đang chờ thực hiện, danh sách bệnh nhân đã thực hiện.

2. Thực hiện kỹ thuật. Trong lúc thực hiện kỹ thuật có thể chụp (F2) bao nhiêu hình tùy thích, hình ảnh sẽ được lưu trữ ở 1 thư mục trên máy tính thực hiện.

- Để chụp hình trực tiếp (sau khi kết nối máy) nhấn vào biểu tượng  hoặc nhấn “F2” để chụp hình
- Để chọn hình đã lưu từ máy nhấn vào biểu tượng  để mở “File Explorer”
→ vào đường dẫn chọn hình mong muốn




3. Chọn ảnh để in phiếu kết quả. Sau khi chụp và chọn ảnh từ máy → Lựa chọn hình ảnh in phiếu kết quả → Tích chọn ảnh muốn in kết quả (Ảnh đã tích là ảnh sẽ được in trên phiếu kết quả, Ảnh không tích là ảnh không được in)



4. Tích vào “Mẫu mới” → Nhấn “Mô tả” chương trình sẽ trình bày mẫu mô tả đã khai báo sẵn trước đó → Chỉnh sửa, thêm bớt số liệu, chẩn đoán.
5. Nhấn “Lưu” → Nhấn “In” để in phiếu kết quả trả BN

3. Khai báo viết tắt

Khi vào màn hình kết quả của từng loại CĐHA, góc dưới bên phải nhấn vào biểu tượng  để khai báo viết tắt.



- Nhấn “Mới” để khai mẫu mới (Khai báo từ viết tắt, từ đầy đủ)
- Nhấn “Lưu” để lưu mẫu
- Nhấn “Sửa” để sửa các mẫu có sẵn (Chọn từ muốn sửa trên danh sách rồi mới nhấn)
- Nhấn “Hủy” để xóa mẫu viết tắt (Chọn từ muốn hủy, xóa trên danh sách rồi mới nhấn)


Cách sử dụng: Ở phần nhập thông tin như: mô tả, kết luận, đề nghị → từ viết tắt + “Phím cách – Space bar”.

Ghi chú: Nhấn “Bỏ qua” nếu không muốn lưu thông tin đã nhập.


Lưu ý: Chức năng viết tắt hoạt động theo từng kỹ thuật. Chọn BN được chỉ định kỹ thuật muốn khai báo thì mới khai báo được và sử dụng được chức năng này.

4. Xuất thuốc – VTYT

1. Ở màn hình “Kết quả” của từng loại CĐHA, nhấn chọn chức năng “Thuốc vật tư” cho BN
2. Tiến hành chọn thông số tử trực tương ứng với khoa phòng



3. Bấm “Đồng ý” để chọn
4. Sau đó tiến hành nhập thuốc-VTYT cho bệnh nhân



Nhập thuốc – VTYT:

- Nhấn “Mới → Nhập thuốc, VTYT → Nhấn “Thêm” → Nhấn “Lưu” nếu muốn kết thúc, tiếp tục nhập thuốc – VTYT nếu muốn thêm tiếp.

Hủy (xoá) thuốc – VTYT đã nhập:

- Chọn thuốc – VTYT muốn xoá trên danh sách → Nhấn “Hủy” → Nhấn “Lưu”

Thay đổi đối tượng thuốc – VTYT:

- Bỏ tích “Đối tượng” → Chọn đối tượng muốn đổi → Tiếp tục nhập thuốc – VTYT

Ghi chú: Nhấn “Bỏ qua” nếu không muốn lưu thông tin đã nhập

5. Chỉ định thêm dịch vụ

Trong trường hợp khi thực hiện chỉ định, BN yêu cầu chỉ định thêm dịch vụ gây mê BS, Điều dưỡng có thể chỉ định thêm dịch vụ và thu tiền tại phòng thực hiện

1. Ở màn hình “Kết quả” của từng loại CDHA, nhấn chọn biểu tượng chức năng



2. Tiến hành nhập thông tin chỉ định thêm → “Lưu”


3. Thu tiền

Chỉnh sửa đối tượng chỉ định thêm:

Ghi chú: Nhấn “Bỏ qua” nếu không muốn lưu thông tin đã nhập

6. Nhập sinh thiết

Ở màn hình “Kết quả” của từng loại CDHA, nhấn chọn biểu tượng chức năng



Siêu âm tổng quát

BN BHYT 1110

Yêu cầu xét nghiệm: Giải phẫu bệnh lý Số lọ thứ: 1

Sinh thiết được lấy từ:

Cố định bằng dung dịch: Formol 10% Ngày: 11/11/2024 09:12

Tóm tắt dấu hiệu lâm sàng chính và các xét nghiệm khác:

Quá trình điều trị:

Nhận xét đại thể khi lấy sinh thiết:

Kết quả sinh thiết lần trước:

Chẩn đoán lâm sàng:

vxh2 vxh ko

Lưu In Xóa Bỏ qua

Nhập thông tin → Nhấn “In”

Chưa muốn in ngay có thể nhấn “Lưu” → Chọn vào biểu tượng chức năng



để in

