



MQ Solutions

Điện thoại: 091 449 77 46

Email: mqsoftvn@gmail.com

Website: mqsoft.vn

NỘI TRÚ Bác Sĩ

Mục lục

Vào màn hình Nội trú	1
Vào màn hình làm việc chính “Hiện diện”	3
Hồ sơ bệnh án	4
1. Tờ điều trị	7
1.1 Nhấn “Mới”	7
1.2 Nhập diễn biến bệnh	7
1.3 Nhập chẩn đoán, chẩn đoán kèm theo	8
1.4 Y lệnh	8
1. Thường qui (phiếu lĩnh) – Dự trù thuốc, VTYT theo người bệnh	8
2. Xuất tử trực	9
3. Hoàn trả thuốc theo người bệnh	11
1.5 Chỉ định CLS (F7)	13
1. Nhập từng món một	13
2. Chọn nhiều CLS cùng lúc	14
3. Sửa đổi tượng CLS	16
4. Hủy (xóa) CLS đã chỉ định	17
5. Hủy (xóa) nhiều CLS đã chỉ định	18

1.6	Nhấn “Lưu”	18
1.7	In tờ điều trị.....	18
1.8	Xem “Bệnh án” BN.....	20
2.	Phòng mổ.....	31
2.1	Phiếu khám tiền mê.....	31
2.2	Phiếu theo dõi gây mê.....	33
2.3	Kế hoạch sau gây mê – phẫu thuật.....	34
2.4	Phiếu khám tâm lý trước mổ.....	Error! Bookmark not defined.
2.5	Phiếu cam đoan PTTT.....	34

Ghi chú:

- Nút “Mới”, “Tiếp” để bắt đầu nhập mới
- Nút “Bỏ qua” để bỏ qua, không lưu thông tin đã nhập, sửa.
- Nút “Thêm” để tiếp tục nhập thông tin khác trước khi nhấn “Lưu”
- Nút “Kết thúc” để thoát cửa sổ (màn hình)
- Nút “Sửa” để sửa các thông tin cần sửa

Vào màn hình Nội trú

1. Mở phần mềm MQ Main




2. Chọn vào phần Bệnh Nhân (MQ HIS)



3. Nhập tài khoản, mật khẩu được cung cấp




4. Vào “Nội trú” → Màn hình, chức năng theo nhu cầu



Tùy theo nhu cầu vào màn hình, chức năng tương ứng. Chức năng “Hiện diện” là màn hình làm việc chính trong nội trú.


Vào màn hình làm việc chính “Hiện diện”

Vào “Nội trú” → “Hiện diện”



Hình 1: Màn hình "Hiện diện" nội trú


Chức năng “Hiện diện” là màn hình làm việc chính trong nội trú. Với các chức năng chính như: HSBA, Tờ điều trị, chỉ định CLS, y lệnh, ...



(Hình ảnh tham khảo có thể điều chỉnh, thêm chức năng trong tương lai)

Hồ sơ bệnh án

1. “Nội trú” → “Hồ sơ bệnh án”



2. Chọn thông tin khoa/phòng, bệnh án tương ứng, nhập tài khoản mật khẩu cá nhân đã cấp

The 'Chọn thông số' dialog box contains the following fields:

- Khoa: CẤP CỨU- CHỐNG ĐỘC
- Bệnh án: Nội khoa
- Phòng: (highlighted in yellow)
- Y Bác sỹ: 0172 Bs Nguyễn Tiến Dũng
- Mật khẩu: (password field)
- Đồng ý: (confirm button)

3. Nhấn vào biểu tượng chức năng để hiện danh sách BN đang hiện diện trong nội trú của khoa.

The screenshot shows the 'Hồ sơ bệnh án' form with the following sections:

- A. BỆNH ÁN**
 - 1. Lý do vào viện:
 - II. Hỏi bệnh:
 - 1. Quá trình bệnh lý: (nhớ phát, diễn biến, chẩn đoán, điều trị của tuyến dưới v.v...)
 - 2. Tiền sử bệnh: + Bản thân: (phát triển thể lực từ nhỏ đến lớn, những bệnh đã mắc, phương pháp DT, tiền phòng, ăn uống, sinh hoạt v.v...)
- III. Khám bệnh:**
 - 1. Toàn thân: (ý thức, da niêm mạc, hệ thống hạch, tuyến giáp, vị trí, kích thước, số lượng, di động v.v...)
 - 2. Các cơ quan:

At the bottom left, there are buttons for 'Bìa', 'Trang 1', and 'Trang 2'. A red arrow points to the 'Chọn bệnh nhân' button in the top right corner of the form.


4. Nhấn vào biểu tượng để chọn BN tương ứng trong danh sách

Danh sách người bệnh hiện diện tại Khoa Nội tim mạch

</

Hoặc

1. “Nội trú” → “Hiện diện”



2. Chọn BN có trong danh sách hiện diện nội trú → Nhấn “Hồ sơ bệnh án”

The screenshot shows the 'Hồ sơ bệnh án' window for patient TESST DONG KY. The window includes a search bar, a list of patients, and a table of patient information. The patient's name is highlighted in yellow.

Hồ sơ bệnh án - EPR

Hành chính

Hồ sơ bệnh án: TESST DONG KY

Tiền ịch: F9 In FS Lưu

Mã BN: 24067543 Ngày: 15/10/2024 08:02 Số thẻ: GD479723727387379400 Phòng: PCC Giường: CC 6 Năm sinh: 1999 Giới tính: Nam Địa chỉ: Thị trấn Chư Prông Huyện Chư Prông Tỉnh Gia Lai Chẩn đoán vào khoa: 111 Bệnh tim do tăng huyết áp

03/11/2024 17:59

Trang 2 Trang 3 Trang 4

A. BỆNH ÁN:

I. Lý do vào viện:

II. HỒ BỆNH:

1. Quá trình bệnh lý: (Bệnh phát, diễn biến, chẩn đoán, điều trị của tuyến dưới v.v...)

2. Tiền sử bệnh: + Bản thân: (phát triển thực lực từ nhỏ đến lớn, những bệnh đã mắc, phương pháp ĐTR, tiêm phòng, ăn uống, sinh hoạt v.v...)

* Tiền căn đặt Stent động mạch vành: - Chỉ định: Vị trí và số lượng cầu nối
Thời gian: Số lượng: Loại:

* Tiền căn mổ cắt cầu nối động mạch vành: - Thời điểm: Số lượng: Vị trí:

Đặc điểm liên quan bệnh:

TT	Ký hiệu	Thời gian (tính theo tháng)	TT	Ký hiệu	Thời gian (tính theo tháng)
01	- Di ứng		04	- Thuốc lá	
02	- Ma túy		05	- Thuốc lá	
03	- Rượu bia		06	- Khác	

+ Gia đình: (Những người trong gia đình: bệnh đã mắc, đời sống, tính cách, vật chất v.v...)

III. Khám bệnh:

1. Toàn thân: (Ý thức, da niêm mạc, hệ thống hạch, tuyến giáp, vị trí kích thước, số lượng, di động v.v...)

2. Các cơ quan:

(+) + Tuần hoàn: (+) + Hô hấp: (+) + Tiêu hóa:

Mạch: Bn/phút
Nhiệt độ: °C
Huyết áp: mmHg
Nịp thở: Bn/phút
Cân nặng: Kg
Chiều cao: cm
BMI:

1. Tờ điều trị

“Nội trú” → “Hiện diện” → “Hồ sơ bệnh án” → “Phiếu điều trị

The screenshot displays the 'Phiếu điều trị' (Treatment Slip) form in a medical software application. The interface is organized into a top menu bar, a toolbar, and a main content area. The menu bar includes 'Bệnh án', 'Phiếu tùy biến', 'In', 'Sân khoa', and 'Tôn kho'. The toolbar features icons for 'TESST DONG KY', 'Chỉ định dịch vụ', 'Phiếu khám vào viện', 'Chỉ định tạm ứng', 'Nghệ vụ', 'Xem hồ sơ bệnh án', 'Xuất khoa/viện', 'Phiếu điều trị', 'Chỉ định giường', 'Phòng mổ', 'Chức năng', 'Chức n...', 'Tổng hợp thuốc', 'Y lệnh', 'Toa được phát', 'Toa được phát dịch vụ', and 'Toa mua ngoài'. The main content area is divided into several sections: 'CAC ĐÓT ĐIỀU TRỊ' (Treatment Episodes) with a table of dates and times; 'Lịch sử các tờ điều trị đã nhập' (History of entered treatment slips); 'Diễn biến' (Progress); 'Danh sách thuốc đã kê' (List of prescribed drugs); 'Danh sách CLS đã chỉ định' (List of prescribed CLS); and 'Danh sách Chẩn đoán kèm theo' (List of accompanying diagnoses). The bottom section contains fields for patient information, treatment details, and a 'Lưu' (Save) button.

1.1 Nhấn “Mới”

Có thể chỉnh sửa ngày giờ


1.2 Nhập diễn biến bệnh

Nhấn “Phóng to” để mở rộng phần “Diễn biến bệnh

The screenshot shows the 'Diễn biến' (Progress) section of the medical software interface. It features a large yellow text area for entering the patient's progress. Above the text area are three buttons: 'Phóng to' (Zoom), 'Sửa diễn biến' (Edit progress), and 'Mẫu' (Template).

1.3 Nhập chẩn đoán, chẩn đoán kèm theo


1. Nhập chẩn đoán, ghi chú (nếu có)
2. Nhập chẩn đoán kèm theo, ghi chú (nếu có) → Nhấn vào biểu tượng chức năng 
→ Tiếp tục nhập thêm nếu BN có nhiều bệnh kèm theo. Các chẩn đoán kèm theo đã thêm sẽ thể hiện ở danh sách bên dưới.



Xóa	TT	Mã ICD	Chẩn đoán	Ghi chú
	1	M23.13	Sụn chêm dạng đĩa (bẩm sinh) d...	
	2	M14.30*	Viêm khớp và da nhiễm mỡ (E78... nặng	


1.4 Y lệnh

Chọn y lệnh muốn thực hiện → Nhấn “Y lệnh”



1. Thường qui (phiếu lĩnh) – Dự trù thuốc, VTYT theo người bệnh

1. Chọn “Phiếu điều trị”, tình trạng phiếu (chưa nhập, đã nhập, đã chuyển, ...)
2. Nhấn “Đồng ý” để vào phiếu lĩnh theo người bệnh.



Trạng thái của phiếu:

- **Đang nhập:** những phiếu đang nhập.
- **Chưa nhập:** những phiếu chưa nhập thuốc, VTYT...

- **Đã chuyển:** những phiếu đã nhập thuốc và đã chuyển nhưng chưa duyệt.
- **Đã duyệt:** những phiếu kho dược đã duyệt.
- **Tất cả:** bao gồm những phiếu đã chuyển xuống kho và chưa chuyển.

The screenshot displays the MQ Solutions software interface. On the left, there's a sidebar with navigation options like 'Tien lich', 'F7: Chi dinh CLS', 'Sao chép', 'Dán', 'Xem bệnh án', 'B.Đ.Đ. đầu sinh tồn', 'P. Truyền máu', and 'Xem tờ điều trị'. The main window shows a patient's medical history and a list of medications. The patient's name is TESST DONG KY, born 1999. The medication list includes various drugs like Acetaminophen, Acetylsalicylic acid, and Aciclovir. A red arrow points to the 'Đổi tượng' (Change object) button in the medication list.

3. Nhấn “Mới”
4. Nhập thuốc, cách dùng. Số lượng và cách dùng tự cập nhật sau khi nhập số lượng Ngày ‘mấy lần’, Làn ‘mấy viên’.
5. Nhấn “Thêm” để tiếp tục nhập thuốc hoặc nhấn “Lưu”

Đổi đối tượng thuốc, VTYT: trước khi nhập thuốc hoặc trước khi nhấn “Thêm” (sau khi đã nhập thuốc) chọn đối tượng muốn đổi ở ô “Đối tượng”.

2. Xuất tử trực

1. Chọn “Phiếu điều trị tử trực”, tình trạng phiếu (chưa nhập, đã nhập, đã chuyển, ...)
2. Nhấn “Đồng ý” để vào phiếu xuất tử trực theo người bệnh.

The screenshot shows the 'Chọn thông số' (Select parameters) dialog box in the MQ Solutions software. It contains fields for 'Ngày' (Date), 'Số liệu tháng' (Month data), and 'năm' (Year). Below these are dropdown menus for 'Nhóm' (Group), 'Khoa' (Department), 'Đơn vị Cấp cứu - Chống độc' (Emergency - Antidote Unit), 'Phiếu điều trị tử trực' (Emergency treatment form), and 'Đơn vị Cấp cứu - Chống độc' (Emergency - Antidote Unit). At the bottom, there are buttons for 'Đồng ý' (Agree) and 'Kết thúc' (End).

Trạng thái của phiếu:

- **Đang nhập:** những phiếu đã lưu nhưng chưa được chuyển xuống kho được.
- **Chưa nhập:** những phiếu chưa nhập thuốc, VTYT...
- **Đã chuyển:** những phiếu đã nhập thuốc và đã chuyển nhưng chưa duyệt.
- **Đã duyệt:** những phiếu kho được đã duyệt.
- **Tất cả:** bao gồm những phiếu đã chuyển xuống kho và chưa chuyển.

Phiếu xuất từ trực Dược theo người bệnh (18/11/2024, Đơn vị Cấp cứu - Chống độc, Phiếu điều trị từ trực, adminMQ, Thiếu :1,870,000.00)

Tiền lịch • Nghiep vu • Xem ca • F11 • F7 • Tương tác 24.0007362 Số đã nhập: 0 Tìm kiếm

Mã BN: 24067543 Họ tên: TESST DONG KY Bác sĩ: 0003 Bà Phạm Thị Như Bích ĐOV
Phòng: CC 6 Cấp: 0 ngày Phiếu Diễn biến

Chẩn đoán: Q45.0 Không phát triển, bất sản và giảm sản tụy

STT	Đối tượng	Mã số	Tên	DVT	Số lượng	Cách dùng	Hàng	Người nhập	Hạn dùng	Lô	Thông tin khác
-----	-----------	-------	-----	-----	----------	-----------	------	------------	----------	----	----------------


Dấu ảnh tên: Ngày: 18/11/2024 10:44
Mặt:
Nhật độ: C'
Huyết áp: mmHg
Nhịp thở: lần/phút
Cân nặng: gram

Số thứ tự 0 Đã nhập ☐ Mới Lưu Thêm Xóa In GC đường dùng

3. Nhấn “Mới”
4. Nhập thuốc, cách dùng. Số lượng và cách dùng tự cập nhật sau khi nhập số lượng Ngày ‘mấy lần’, Lần ‘mấy viên’.
5. Nhấn “Thêm” để tiếp tục nhập thuốc hoặc nhấn “Lưu”


3. Hoàn trả thuốc theo người bệnh

1. Ở màn hình “Phiếu điều trị” → Chọn “Hoàn trả” → Nhấn “Y lệnh”



2. Nhấn “Đồng ý” để vào phiếu xuất tử trực theo người bệnh.

Tình trạng phiếu (chưa nhập, đã nhập, ...)



Trạng thái của phiếu:

- **Đang nhập:** những phiếu đã lưu nhưng chưa được chuyển xuống kho được.
- **Chưa nhập:** những phiếu chưa nhập thuốc, VTYT...
- **Đã chuyển:** những phiếu đã nhập thuốc và đã chuyển nhưng chưa duyệt.
- **Đã duyệt:** những phiếu kho được đã duyệt.
- **Tất cả:** bao gồm những phiếu đã chuyển xuống kho và chưa chuyển.

3. Nhấn “Mới” → Nhấn “Enter” hoặc nhấn chuột

4. Danh sách các thuốc BN đã được chỉ định
5. Chọn lý do (thừa, đổi thuốc, ngừng sử dụng)
6. Nhập số lượng thuốc trả vào cột “SL trả” với thuốc tương ứng
7. Nhấn “Lưu” để hoàn tất

Hoàn trả Dược theo người bệnh (19/11/2024, Đơn vị Cấp cứu - Chống độc, Phiếu hoàn trả điều trị, adminMQ)

Tiện ích | **Tim kiếm** | Nghiệp vụ

Mã BN: 24067972 | Họ tên: BN KB NOITRU BHYT-BHTN 01 | Lý do: **Thừa** | Ghi chú:

Đối tượng | Mã số | Tên | ĐVT | Số lượng Ngày

Lý do: Thừa
Đổi thuốc
Ngừng sử dụng

Ngày	Kho	Đối tượng	Tên	ĐVT	SL	SL Trả
19/11/2024	Kho THUỐC NỘI T	BHYT- BH	Acid amin* (Acid amin 7,2%) 7,2%/200ml 7,2% / 200ml	chai	2	1
19/11/2024	Kho THUỐC NỘI T	BHYT- BH	Betahistin (VERTIKO 24) 24mg 24mg	viên	2	1
19/11/2024	Kho THUỐC NỘI T	BHYT- BH	Ciprofloxacin (Ciprobay 500) 500mg 500mg	viên	2	2
19/11/2024	Kho THUỐC NỘI T	BHYT- BH	Dexamethason (Dexamethasone) 4mg/ 1ml 4mg/ 1ml	ống	2	1
18/11/2024	Kho THUỐC NỘI T	BHYT- BH	Esomeprazol (STADNEX 40 CAP) 40mg 40mg	viên	1	
18/11/2024	Kho THUỐC NỘI T	BHYT- BH	Ketorolac (Vinrolac) 30mg/1ml 30mg/ ml	ống		

Một | Sửa | **Lưu** | Thêm | Xóa | Bỏ qua | Hủy | Kết thúc

Ghi chú: Sau khi “Lưu” muốn chỉ định thêm dịch vụ CLS, nhấn vào nút “Thêm” hoặc nhấn “Enter” thêm 1 lần nữa và thực hiện lại thao tác chỉ định CLS.

Sau khi lưu và trở lại màn hình “Tờ điều trị” các CLS được chỉ định sẽ được thể hiện ở màn hình.


The screenshot shows the 'Tờ điều trị' (Treatment Sheet) interface. At the top, there's a header with patient information and navigation buttons. Below this, a table lists treatments with columns for 'Số', 'Ngày', 'Bác sĩ', and 'Loại'. The 'THUỐC VÀ CÁN LÂM SÀNG' (Medication and Physical Examination) section is visible, containing a table for 'THUỐC' (Medication) and a section for 'CLS' (Clinical Service). The 'CLS' section is highlighted with a red box and contains a table with columns for 'CLS', 'Y lệnh' (Order), and 'Ghi chú' (Note). The table lists two items: 'Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (b)' and 'Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, th)'. The 'Ghi chú' column contains the text 'Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, th)'.

2. Chọn nhiều CLS cùng lúc

1. Ở màn hình “Chỉ định CLS”, nhấn vào nút chức năng “Liệt kê” hoặc phím “F6”


The screenshot shows the 'Chỉ định CLS' (CLS Indication) interface. At the top, there's a header with patient information and navigation buttons. Below this, a table lists treatments with columns for 'Số', 'Ngày', 'Bác sĩ', and 'Loại'. The 'Chỉ định CLS' section is visible, containing a table with columns for 'CLS', 'Y lệnh' (Order), and 'Ghi chú' (Note). The table lists two items: 'Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (b)' and 'Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, th)'. The 'Ghi chú' column contains the text 'Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, th)'. A red arrow points to the 'Liệt kê' (List) button in the bottom toolbar.

Khi chọn “Cắt lớp vi tính CT (Scan)” là danh mục con của “CDHA” thì chỉ hiện lên những dịch vụ của CT



3. Tích chọn những CLS muốn chỉ định

Tất cả những CLS được chỉ định sẽ hiện ở danh sách chỉ định bên dưới



4. Nhấn “Đồng ý”

3. Sửa đổi tượng CLS

1. Nhập tên dịch vụ CLS muốn chỉ định ở ô “Dịch vụ”

- Chương trình hiện lên danh sách CLS tương ứng với chữ đã nhập
- Dùng chuột hoặc dùng phím lên, xuống của bàn phím để chọn CLS tương ứng
- Nhấn “Enter”
- Sau khi hiện lên thông tin CLS chỉ định → Nhấn vào khung “Đối tượng”


6. Chọn đối tượng muốn sửa → “Lưu” → “In”

4. Hủy (xóa) CLS đã chỉ định

- Chọn CLS muốn hủy trên danh sách CLS đã chỉ định
- Nhấn “Hủy”
- Nhấn “Yes”


5. Hủy (xóa) nhiều CLS đã chỉ định

Hủy những CLS đã chỉ định: Tích vào những CLS muốn hủy để có biểu tượng ✓




Chọn	Ngày	Dịch vụ	DVT	BH chi trả	Gói	Mẫu	Số lượng	Đơn giá	Đơn giá BV	Ghi chú	Nhóm	Loại	Bác sĩ	Khoa/phòng	Người nhập	Tên
☒	12/11/2024 20:07	BHHT	Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt	Lần	100		1	968,000			Phẫu thuật	PT Mắt	Bs Nguyễn Tiến Dũng	A230: PK Nội tim mạch	adminMQ	
☒	12/11/2024 20:10	BHHT	Sinh thiết lách dưới hướng dẫn siêu âm	Lần	100		1	1,025,000			Chẩn đoán hình ảnh	Siêu âm	Bs Nguyễn Tiến Dũng	A230: PK Nội tim mạch	adminMQ	Sinh
☒	12/11/2024 20:10	BHHT	Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao để chẩn đoán và điều trị	Lần	100		1	753,000			Chẩn đoán hình ảnh	Nội soi tiêu hoá	Bs Nguyễn Tiến Dũng	A230: PK Nội tim mạch	adminMQ	Nội
☒	12/11/2024 20:10	BHHT	Chụp cổ chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim	Lần	100		1	100,000			Chẩn đoán hình ảnh	X-quang	Bs Nguyễn Tiến Dũng	A230: PK Nội tim mạch	adminMQ	Ch

Hủy tất cả CLS đã chỉ định: Nhấn vào biểu tượng chức năng  để hệ thống tự động tích vào toàn bộ các CLS đã chỉ định



Chọn	Ngày	Dịch vụ	DVT	BH chi trả	Gói	Mẫu	Số lượng	Đơn giá	Đơn giá BV	Ghi chú	Nhóm	Loại	Bác sĩ	Khoa/phòng	Người nhập	Tên
☒	12/11/2024 20:07	BHHT	Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt	Lần	100		1	968,000			Phẫu thuật	PT Mắt	Bs Nguyễn Tiến Dũng	A230: PK Nội tim mạch	adminMQ	
☒	12/11/2024 20:10	BHHT	Sinh thiết lách dưới hướng dẫn siêu âm	Lần	100		1	1,025,000			Chẩn đoán hình ảnh	Siêu âm	Bs Nguyễn Tiến Dũng	A230: PK Nội tim mạch	adminMQ	Sinh
☒	12/11/2024 20:10	BHHT	Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao để chẩn đoán và điều trị	Lần	100		1	753,000			Chẩn đoán hình ảnh	Nội soi tiêu hoá	Bs Nguyễn Tiến Dũng	A230: PK Nội tim mạch	adminMQ	Nội
☒	12/11/2024 20:10	BHHT	Chụp cổ chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim	Lần	100		1	100,000			Chẩn đoán hình ảnh	X-quang	Bs Nguyễn Tiến Dũng	A230: PK Nội tim mạch	adminMQ	Ch

1. Vào “Nghiep vụ” → “Hủy nhiều dòng chọn”



Chọn	Ngày	Dịch vụ	DVT	BH chi trả	Gói	Mẫu	Số lượng	Đơn giá	Đơn giá BV	Ghi chú	Nhóm	Loại	Bác sĩ	Khoa/phòng	Người nhập	Tên
☒	12/11/2024 20:07	BHHT	Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mắt	Lần	100		1	968,000			Phẫu thuật	PT Mắt	Bs Nguyễn Tiến Dũng	A230: PK Nội tim mạch	adminMQ	
☒	12/11/2024 20:10	BHHT	Sinh thiết lách dưới hướng dẫn siêu âm	Lần	100		1	1,025,000			Chẩn đoán hình ảnh	Siêu âm	Bs Nguyễn Tiến Dũng	A230: PK Nội tim mạch	adminMQ	Sinh
☒	12/11/2024 20:10	BHHT	Nội soi dạ dày thực quản cấp cứu chảy máu tiêu hóa cao để chẩn đoán và điều trị	Lần	100		1	753,000			Chẩn đoán hình ảnh	Nội soi tiêu hoá	Bs Nguyễn Tiến Dũng	A230: PK Nội tim mạch	adminMQ	Nội
☒	12/11/2024 20:10	BHHT	Chụp cổ chân phải thẳng, nghiêng số hóa 2 phim	Lần	100		1	100,000			Chẩn đoán hình ảnh	X-quang	Bs Nguyễn Tiến Dũng	A230: PK Nội tim mạch	adminMQ	Ch

2. Nhấn “Yes”

1.6 Nhấn “Lưu”

Nhấn “Lưu” để hoàn tất tờ điều trị

1.7 In tờ điều trị

Tích chọn các đợt điều trị muốn “In” → Nhấn “In” để in tờ điều trị

Tích chọn ô trên cùng để chọn tất cả các đợt điều trị

Từ điều trị

Tiền lịch

F7: Chỉ định CLS

Sao chép

Dán

Xem bệnh án

B.Đồ dấu sinh tồn

P. Truyền máu

Xem tờ điều trị

Mã BN: 24067972

Họ tên: BN KB NOITRU BH-YT-BHYN 01

NS: 2001

Giới tính: Nữ

Địa chỉ: Phường Đồng Đa Thành phố Pleiku Tỉnh Gia Lai

Ngày: 05/11/2024 09:39

Số vào viện: 24.0007472

Số ghế: 02-45-4299998656564287

Phòng: 13-44

Giường: GIU/ONG 06

Bs TH: BS Lương Minh Tuấn

Số phiếu: 0

Ngày: 18/11/2024

Giờ: 13:44

Bác sĩ: 0015

BS Lương Minh Tuấn

THUỐC VÀ CAN LAM SÁNG

LỊCH SỬ CẬP NHẬT

CÁC ĐÓT ĐIỀU TRỊ

Số	Ngày	Bác sĩ	Loại
2	18/11/2024 11:47	BS Phan Văn Long	Tủ trực
3	18/11/2024 13:44	BS Lương Minh Tuấn	Tủ trực
4	18/11/2024 14:56	BS Lương Minh Tuấn	Thường quĩ
5	19/11/2024 08:41	BS Lương Minh Tuấn	Hoàn trả
6	19/11/2024 08:52	BS Lương Minh Tuấn	Hoàn trả

Phòng to

Sửa diễn biến

Hủy

Chẩn đoán:

Ghi chú CD:

CD Kèm theo:

Ghi chú CDKT:

Xóa TT

Mã ICD

Chẩn đoán

Ghi chú

Y lệnh: Tủ trực

Ghi chú:

Số	Y lệnh	Ghi chú	Thực hiện	Tên y lệnh	Hoạt chất
0	Iodine (XENETIX 350) 35g/100ml 35g/100ml 1 lọ	Tắm ngày 1 lần, lần 1 Lọ		Tủ trực	Iodine (dạng Iobitridol 76,7
0	Paracetamol (Biragan 150) 150mg 150mg 1 viên	Đốt hậu môn ngày 1 lần, lần 1 Viên		Tủ trực	Paracetamol (acetaminophen)

Loại:

Y lệnh:

Iodine (XENETIX 350) 35g/100ml 35g/100ml 1 lọ

Số thứ tự: 0

Ghi chú:

Tắm ngày 1 lần, lần 1 Lọ

CLS

Y lệnh

Ghi chú

Xóa CLS

Ghi chú:

Chế độ CS:

Chế độ ăn:

BT02

Bình thường

Nhóm tuổi:

Người lớn

Loại thức ăn:

Mã

Sửa

Lưu

Bỏ qua

Hủy

In

In PHCN

Ký CTS

Ký BCS

Hủy ký CTS


Xem PDF

Gửi thuốc

1.8 Xem “Bệnh án” BN


Cách 1:

1. Ở màn hình “Tờ điều trị” → Nhấn “Xem bệnh án” hoặc phím “F12”




Cách 2:

1. Ở màn hình “Hiện diện” chọn BN muốn xem HSBA → Nhấn “Xem HSBA”



2. Tích chọn ngày, tháng muốn xem hồ sơ. Có thể chọn trong ngày, hiện tại, trong vòng 3, 6 tháng hoặc tất cả → Nhấn “Tải hồ sơ”



3. Xem thông tin HSBA của BN như: kết quả XN – CDHA, thông tin vào viện, ra viện, toa về, ...

Xét Nghiệm

CDHA

Bác sĩ điều trị

Điều dưỡng

Thông tin vào viện

Tử máu truyền

Tóm tắt bệnh án

Xuất viện

KQ xét nghiệm PDF

Toa về

Xét Nghiệm

Ngày : [19/11/2024 10:09]

Chi tiết Xét Nghiệm

Mã số	Tên xét nghiệm	Kết quả	Gi chú	CSBT Nữ	CSBT Nam	Đơn vị	Xem	Ngày chỉ định	Ngày kết quả
001	Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bản...)							19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Số lượng bạch cầu (WBC)	23	H			g/L		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Tỷ lệ % bạch cầu trung tính	2	L			%		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Tỷ lệ % bạch cầu lympho	32				%		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Tỷ lệ % bạch cầu Mono	5				%		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Tỷ lệ % bạch cầu ái toan	36	H			%		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Tỷ lệ % bạch cầu ái kiềm	56	H			%		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Số lượng bạch cầu trung tính	0				g/L		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Số lượng bạch cầu lympho	15	H			g/L		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Số lượng bạch cầu Mono	06	H			g/L		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Số lượng bạch cầu ái toan	26	H			g/L		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Số lượng bạch cầu ái kiềm	5	H			g/L		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Số lượng hồng cầu (RBC)	30				T/L		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Lượng huyết sắc tố (Hb)	2				g/L		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Thể tích khối hồng cầu (HCT)	65				%		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Thể tích trung bình hồng cầu (MCV)	5	L			fL		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Lượng Hb trung bình hồng cầu (MCH)	06	L			pg		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Hồng độ Hb trung bình hồng cầu(MCHC)	26	L			g/L		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Độ phân bố hồng cầu (RDW-CV)	5	L			%		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	NRBC	0				g/L		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	NRBC%	6				%		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Số lượng tiểu cầu (PLT)	26	L			g/L		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Thể tích trung bình tiểu cầu (MPV)	2	L			fL		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Độ phân bố tiểu cầu (PDW)	30	H			%		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	Thể tích khối tiểu cầu (PCT)	3	H			%		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10
GLH...	IG%	26	H			%		19/11/2024 10:09	19/11/2024 10:10

Hồ sơ bệnh án điện tử

Thông tin hành chính

Mã BN : 24067972

Giới: Nữ

Năm sinh: 30/11/2001

Nghề: Y TẾ

Tên: BN KB NỘI TRƯ BHYT-SHTN 01

Địa chỉ: Phường Đồng Đa Thành phố Pleiku Tỉnh Gia Lai

Tùy chọn xem bệnh án

☒ Ngày: 06/11/2024
 ☐ 19/11/2024
 ☐ Hiện tại

☐ 3 tháng
 ☐ 6 tháng
 ☐ Tất cả
 ☒ Tải hồ sơ

Xét Nghiệm

CDHA

Bác sĩ điều trị

Điều dưỡng

Thông tin vào viện

Tử máu truyền

Tóm tắt bệnh án

Xuất viện

KQ xét nghiệm PDF

Toa về

Chẩn đoán hình ảnh

Sieu âm

Ngày : [11/11/2024]

Sieu âm ổ bụng (gan mật, tụy, ...)

Nội soi

Ngày : [11/11/2024]

Nội soi trực tràng ống mềm

Chi tiết CDHA

Xem hình

Kỹ thuật thực hiện

Mô tả:

Đèn soi vào hết trực tràng.

Trực tràng niêm mạc bình thường.

Hậu môn: Cơ vòng đóng kín.

Thu thuật: Chụp ảnh.

Mô tả:

Kết luận: Bác sĩ: Bs Nguyễn Hoàng An

CHưa phát hiện bất thường

Đề nghị :

Closest

PCR

Sinh thiết: HA

Xem PACs

Hình:

Toa thuốc về

1. Đơn được phát

- Ở màn hình “Hiện diện” chọn BN muốn cấp toa về → Nhấn “Toa được phát”
- Chọn ngày → “Đồng ý”
- Nhấn “Mới”

4. Nhập tên thuốc → dùng chuột hoặc dùng phím lên, xuống của bàn phím để chọn thuốc chỉ định tương ứng
5. Nhấn “Enter” → Nhập sáng, trưa, chiều và số ngày → Số lượng sẽ tự cập nhật → Nhập “Ghi chú” (nếu có)
6. Nhấn “Enter” 1 lần nữa để thêm hoặc nhấn “Thêm” để tiếp tục nhập thuốc
7. Nhấn “Lưu” để lưu đơn thuốc.

2. Thay đổi đối tượng thuốc

1. Thực hiện tuần tự các thao tác kê đơn thuốc
2. Trước khi nhấn thêm thuốc hoặc lưu đơn thuốc sau khi nhập ở phần đối tượng “ĐT” → Chọn đối tượng thuốc muốn được thay đổi.
3. Nhấn “Thêm” để tiếp tục nhập thuốc
4. Nhấn “Lưu” để lưu đơn thuốc.

3. Thêm xóa sửa đơn thuốc

1. Chọn đơn thuốc trong khung lịch sử đơn thuốc đã kê → Nhấn “Sửa”
2. Chọn thuốc trên danh sách thuốc → Sửa đối tượng, số lượng thuốc, ...


3. Nhấn “Thêm” để nhập thêm thuốc, thực hiện tuần tự các bước kê đơn
4. Chọn thuốc muốn xóa trên danh sách thuốc → Nhấn “Xóa”
5. Nhấn “Lưu”

Để “Hủy” toa thuốc → Chọn đơn thuốc trong khung lịch sử đơn thuốc đã kê → Nhấn “Hủy”.

PTTT

1. Nhập PTTT

1.1 Vào màn hình PTTT



1. “Tiện ích” → “Phẫu thuật, thủ thuật” → “Nhập phẫu thuật”
2. Nhấn “Mới” → “Danh sách”

3. Chọn BN trong danh sách PTTT → Nhấn vào biểu tượng chức năng  tương ứng với BN

Danh sách chỉ định

Từ: 21/11/2024 đến: 21/11/2024 Loại: Tất cả Chưa nhập Đã nhập Tổng số: 1 Kết thúc

Drag a column header here to group by that column

Chon	MS BN	Họ tên	Năm sinh	Tên	Ngày	Khoa phòng	Bác sĩ	Đã tương	MS ICD	Chẩn đoán	Địa chỉ
1	24068497	HOI BHTT	1997	HOI GO MÔ	21/11/2024 07:53	A232: PK Nội 1	Bs Nguyễn Thị Mỹ Châu	BHT	110	Bệnh lý tăng huyết áp:	Phường Ia Kơng Thành Gia Lai

(Có thể tìm kiếm theo từ ngày đến ngày, trạng thái chưa nhập và đã nhập)

4. Nhập thông tin PTTT


1.2 Tường trình PTTT

5. Nhấn vào Tường trình



6. Nhập tường trình PTTT


7. Nhấn lại vào “Tường trình” hoặc “Đóng tường trình” để tắt.




Ghi chú: Tab “Hình ảnh” để xem lại hình ảnh PTTT sau khi đã lưu “Thông tin PTTT”

1.3 Hình PTTT

8. Nhấn vào nút chức năng “Hình”
9. Nhấn 2 lần vào vùng trắng (Hình 1 – hình chính, hình 2 – hình phụ)



10. Ở cửa sổ “Paint” hiện lên → Nhấn “File” → “Mở”



11. Chọn hình muốn thêm → Nhấn “Chọn” → “Kết thúc”

12. Tiếp tục thực hiện tuần tự các bước để thêm hình 2 (nếu có)

13. Nhấn “Lưu” → In

2. Nhập Thuốc, VTYT hao phí

1. Thuốc

The screenshot shows the 'Thông tin phẫu thuật' (Surgical Information) form. The form includes fields for patient information (Name, ID, Date of Birth, Gender, Age), surgical procedure details (Procedure name, Date, Time, Location), and a list of drugs. A red arrow points to the 'Tủ trực' (On-duty) button in the top right corner. Another red arrow points to the 'Đồng ý' (Agree) button at the bottom of the 'Chọn thông số' (Select parameters) dialog box.


1. Ở màn hình PTTT “Thông tin phẫu thuật” → Nhấn “Tủ trực”
1. Chọn khoa, “Phiếu xuất thuốc phòng mổ lần ...”, tình trạng phiếu (chưa nhập, đã nhập, đã chuyển, đã duyệt,...)
2. Nhấn “Đồng ý” để vào “Phiếu xuất thuốc phòng mổ”.

Trạng thái của phiếu:

- **Đang nhập:** những phiếu đã lưu nhưng chưa được chuyển xuống kho được.
- **Chưa nhập:** những phiếu chưa nhập thuốc, VTYT...
- **Đã chuyển:** những phiếu đã nhập thuốc và đã chuyển nhưng chưa duyệt.
- **Đã duyệt:** những phiếu kho được đã duyệt.
- **Tất cả:** bao gồm những phiếu đã chuyển xuống kho và chưa chuyển.


The screenshot shows the 'Chọn thông số' (Select parameters) dialog box. The dialog box contains fields for Date, Time, Number of months, and a list of drugs. The 'Đồng ý' (Agree) button is highlighted at the bottom.

3. Nhấn “Mới”
4. Chọn đối tượng (hao phí, thu phí và bảo lãnh viện phí). Tích chọn vào ô kế bên “Đối tượng” để khóa đối tượng đã chọn, nếu muốn thay đổi đối tượng khác → Bỏ tích chọn và thay đổi đối tượng



5. Nhập thông tin thuốc muốn xuất (tên, số lượng, ...)
6. Nhấn “Thêm” để tiếp tục nhập thuốc hoặc nhấn “Lưu” để hoàn tất
7. Cuối cùng nhấn **CHUYỂN** để chuyển toàn bộ danh sách trong phiếu bù xuống kho Dược.

Nhập nhiều BN trong cùng 1 phiếu: Sau khi tới bước nhấn “Lưu” xong thì nhấn “Kết thúc”, khi có BN cần xuất từ trực tiếp tục dùng phiếu đã nhập để ghi nhận thuốc đã sử dụng. Khi tới hạn mức cơ sở cho phép mới nhấn **CHUYỂN** để chuyển danh sách trong phiếu xuất từ trực xuống kho Dược.



2. VTYT

Tương tự như thuốc, nhưng để xuất VTYT → Chọn phiếu xuất VTYT

1. Ở màn hình PTTT “Thông tin phẫu thuật” → Nhấn “Tủ trực”
2. Chọn khoa, “Phiếu xuất VTYT phòng mổ lần ...”, tình trạng phiếu (chưa nhập, đã nhập, đã chuyển, đã duyệt,...)
3. Nhấn “Đồng ý” để vào “Phiếu xuất VTYT phòng mổ”.

Trạng thái của phiếu:

- **Đang nhập:** những phiếu đã lưu nhưng chưa được chuyển xuống kho dược.
- **Chưa nhập:** những phiếu chưa nhập thuốc, VTYT...
- **Đã chuyển:** những phiếu đã nhập thuốc, VTYT và đã chuyển nhưng chưa duyệt.
- **Đã duyệt:** những phiếu kho dược đã duyệt.
- **Tất cả:** bao gồm những phiếu đã chuyển xuống kho và chưa chuyển.

4. Nhấn “Mới”
5. Chọn đối tượng (hao phí, thu phí và bảo lãnh viện phí). Tích chọn vào ô kế bên “Đối tượng” để khóa đối tượng đã chọn, nếu muốn thay đổi đối tượng khác → Bỏ tích chọn và thay đổi đối tượng

- 6.
7. Nhập thông tin VTYT muốn xuất (tên, số lượng, ...)
8. Nhấn “Thêm” để tiếp tục nhập VTYT hoặc nhấn “Lưu” để hoàn tất
9. Cuối cùng nhấn **CHƯA CHUYỂN** để chuyển toàn bộ danh sách trong phiếu xuất từ trực xuống kho Dược.

Nhập nhiều BN trong cùng 1 phiếu: Sau khi tới bước nhấn “Lưu” xong thì nhấn “Kết thúc”, khi có BN cần xuất tử trực tiếp tục dùng phiếu đã nhập để ghi nhận VTYT đã sử dụng. Khi tới hạn mức cơ số cho phép mới nhấn **CHƯA CHUYỂN** để chuyển danh sách trong phiếu bù xuống kho Dược.

3. Sửa

1. Chọn tình trạng phiếu “Đang nhập” nếu đã nhập chưa chuyển xuống Dược, “Đã chuyển” nếu đã chuyển xuống Dược nhưng chưa duyệt. Tên phiếu tương ứng đã nhập
 2. Nhấn “Đồng ý” để vào “Phiếu ...”
 3. Nhấn “Sửa”
 4. Nhập thêm thuốc, VTYT muốn thêm → Nhấn “Thêm”
 5. Nhấn vào thuốc, VTYT đã nhập muốn xóa → Nhấn “Xóa”
 6. Nhấn vào thuốc, VTYT đã nhập muốn sửa → Sửa thông tin → Nhấn “Thêm”
 7. “Lưu”
- ⇒ Nhấn “Hủy” để hủy toàn bộ thông tin đã nhập

3. VTYT (Dùng riêng BHYT thanh toán)

1. Nhập


The screenshot shows a complex form titled 'Thông tin phiếu thủ thuật'. It includes sections for patient data (Name, ID, Gender, Age), medical history (Previous procedures, Current condition), and procedure details (Procedure name, Date, Time, Location). At the bottom, there are several buttons for actions like 'Lưu' (Save), 'Hủy' (Cancel), and 'Gói VTYT KTC' (Package VTYT KTC), which is highlighted by a red arrow.

1. Ở màn hình PTTT “Thông tin phiếu thủ thuật” → Nhấn “Gói VTYT KTC”
2. Chọn khoa, “Phiếu xuất VTYT BHYT phòng mổ lần ...”, tình trạng phiếu (chưa nhập, đã nhập, đã chuyển, đã duyệt,...)

3. Nhấn “Đồng ý” để vào “Phiếu xuất VTYT BHYT phòng mổ”.

Trạng thái của phiếu:

- **Đang nhập:** những phiếu đã lưu nhưng chưa được chuyển xuống kho dược.
 - **Chưa nhập:** những phiếu chưa nhập thuốc, VTYT...
 - **Đã chuyển:** những phiếu đã nhập thuốc, VTYT và đã chuyển nhưng chưa duyệt.
 - **Đã duyệt:** những phiếu kho dược đã duyệt.
 - **Tất cả:** bao gồm những phiếu đã chuyển xuống kho và chưa chuyển.
4. Nhấn “Mới”
5. Chọn đối tượng (BHYT và BHYT – BHTN). Tích chọn vào ô kế bên “Đối tượng” để khóa đối tượng đã chọn, nếu muốn thay đổi đối tượng khác → Bỏ tích chọn và thay đổi đối tượng



Nhập thông tin VTYT muốn xuất (tên, số lượng, ...)

Nhấn “Thêm” để tiếp tục nhập VTYT hoặc nhấn “Lưu” để hoàn tất

Cuối cùng nhấn **CHƯA CHUYỂN** để chuyển toàn bộ danh sách trong phiếu xuất tử trực xuống kho Dược.

Nhập nhiều BN trong cùng 1 phiếu: Sau khi tới bước nhấn “Lưu” xong thì nhấn “Kết thúc”, khi có BN cần xuất tử trực tiếp tục dùng phiếu đã nhập để ghi nhận VTYT đã sử dụng. Khi tới hạn mức cơ số cho phép mới nhấn **CHƯA CHUYỂN** để chuyển danh sách trong phiếu bù xuống kho Dược.

2. Sửa

1. Chọn tình trạng phiếu “Đang nhập” nếu đã nhập chưa chuyển xuống Dược, “Đã chuyển” nếu đã chuyển xuống Dược nhưng chưa duyệt. Tên phiếu tương ứng đã nhập
 2. Nhấn “Đồng ý” để vào “Phiếu ...”
 3. Nhấn “Sửa”
 4. Nhập thêm VTYT muốn thêm → Nhấn “Thêm”
 5. Nhấn vào VTYT đã nhập muốn xóa → Nhấn “Xóa”
 6. Nhấn vào VTYT đã nhập muốn sửa → Sửa thông tin → Nhấn “Thêm”
 7. “Lưu”
- ⇒ Nhấn “Hủy” để hủy toàn bộ thông tin đã nhập

Phòng mổ

1.1 Phiếu khám tiền mê

1. Ở màn hình “Hồ sơ bệnh án” → “Phòng mổ” → “Phiếu khám tiền mê”
2. Nhấn “Mới”
3. Nhập thông tin “Phiếu khám tiền mê”
4. Nhấn “Lưu” → “In”

Phiếu khám tiền sử

Tiền sử ▾

Mã BN: 24067972	Họ tên: BN KB HOITRU BHYT-BHTN-V	NSS: 2001	Giới tính: Nữ	Địa chỉ: Phường Đồng Đa, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Ngày VV: 06/11/2024 09:	Số vào viện: 24.0007427	Số thẻ:	Chẩn đoán: Aminoglycosid	
Ngày khám: 20/11/2024 13:48	Chiều cao: cm	Cân nặng: kg	PP PT: d	
Ngày PT: 20/11/2024	BS PT: 0078	ThS.BSNT Trương Văn Hợp	BS Khám: 0015	BS Lương Minh Tuấn

☐ Phẫu thuật:	Dị ứng	☐ Đã truyền máu	Giao đình
☐ PP vô cảm: Không	☐ Thức ăn:	☐ Hút thuốc:	☒ Bình thường
☐ Tai biến:	☐ Thuốc:	☐ Nghiện rượu	☐ Tai biến gây mê

Nội khoa:	Tâm mạch: ☒ BT	☒ Tăng HA	☐ Bệnh mạch vành	☐ Suy tim	☐ RL nhĩ thất	☐ Bệnh van tim	Khác:
Hô hấp:	☒ BT	☐ COPD	☐ Suyễn	☐ Lao phổi	☐ Viêm phế quản		Khác:
Nội tiết:	☒ BT	☐ Buồng giáp	☐ Đái tháo đường				Khác:
Thần kinh:	☒ BT	☐ Tai biến mạch máu não	☐ Động kinh				Khác:
Đau dạ dày:	Không	Bệnh khác:					

KHÁM LÂM SÀNG	THUỐC ĐANG ĐIỀU TRỊ	ĐỀ NGHỊ
Mạch: phút HA mmHg Nhịp thở: phút SpO2 % BMI: Trí giác: Tâm mạch: ☒ BT ☐ Âm thổi ☐ RL nhĩ ☐ Di bộ (1, 2, 3, 4) ☐ Bù Hô hấp: Bình thường Hệ khác: Bình thường Cột sống: Bình thường Đường thính: Miệng há nhỏ Cổ gập ☐ Cảm lạnh Ngủ cổ khó Răng lợi: Có định Tháo rắp Malampatti:	CẬN LÂM SÀNG BẤT THƯỜNG ☒ BT ☐ APTT ☐ Hb ☐ Hct ☐ BC ☐ TC ☐ Glycemie ☐ Creatinin ☐ SGOT ☐ SGPT ☐ Na++ ☐ K+ ☐ ECG ☐ X quang ☐ CNHH ☐ Siêu âm tim Khác: KẾT LUẬN ASA: ☐ Chương trình ☐ Bán cấp ☐ Cấp cứu ☐ Di ứng ☐ Dạ dày đầy ☐ Đường thở khó	PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM ☐ Mê NKQ ☐ Mê LA ☐ Mê NPQ ☐ Mê tĩnh mạch ☐ An thần ☐ Tê TS ☐ Tê NMC ☐ CSE ☐ Tê vùng ☐ Tê tại chỗ ☐ Tê hậu cầu ☐ Bật HAEMOL ☐ Bật CVC CHẨN BỊ Nhận ăn trước mổ: ☐ Dạ dày đầy ☐ Ngưng ăn từ 12h đêm trước ☐ Ngưng uống từ 5h sáng ngày ☐ Ngưng bù sữa mẹ từ Thuốc tiêm mỡ: Chuẩn bị máu:

- Chọn “Theo dõi gây mê” để mở phiếu “Theo dõi gây mê”

Theo dõi gây mê

Tiền lịch

BN KB NOITRU BHYT-BHTN 01 (2001)

THÔNG TIN PHẪU THUẬT | THUỐC / DỊCH TRUYỀN / MÁU | MẠCH, NHỆT ĐỘ, HUYẾT ÁP

Mã BN: 24067972 | Họ tên: BN KB NOITRU BHYT-BHTN 01 | NS: 2001 | Giới tính: Nữ

Ngày PT: 20/11/2024 13:49 | Giờ thực hiện PPVC: 13:49 | Tổng thời gian phẫu thuật: | Tổng thời gian gây mê: | BS ký: |

CD sau mổ: bt | Phương pháp PT: bt | GN Phụ: 10 phút

BS PT: | Bác sĩ GN: | GN Phụ: 10 phút

ĐÁNH GIÁ TRƯỚC KHỞI MÊ

Tri giác: |

Hạch: 0 (phút) | HA: | mmHg

SPO2: 0 % | NT: 0 lp | Nhiệt độ: 0 C

ASA: | Nhóm máu: |

☐ Cấp cứu ☐ Bán cấp ☐ Chương trình

Dạ dày đầy: Không

BN ăn lần cuối lúc: |

BN uống nước lần cuối lúc: |

BN uống sữa lần cuối lúc: |

Nội khí quản khó: Không

Dị ứng: Không

Dự kiến mất máu > 500ml: Không

Kháng sinh dự phòng: Không

TƯ THẾ BỆNH NHÂN

☐ Nằm ngửa ☐ Nằm sấp ☐ Phái

☐ Nằm nghiêng ☐ Trái ☐ Phải

☐ Trendelenburg ☐ Trendelenburg ngược

☐ Sân phụ khoa ☐ Khác

PHƯƠNG PHÁP VÔ CẢM

☒ Mê NKQ ☐ Mê LMA ☐ Mê NPQ

☐ Tê TS ☐ Tê NMC ☐ CSE

☐ Tê vùng ☐ Tê tại chỗ ☐ Tê hậu cầu

☐ Mê tĩnh mạch ☐ An thần

THÔNG KHÍ

☐ Tự thở ☐ Hỗ trợ tay ☐ Máy thở

Mode: |

Vt: 0 ml | F: 0 lần/p | I/E: |

FI02: 0 % | PEEP: 0

OXY LIỆU PHÁP

Kiểu: | lít/phút: |

Garô: 0 phút | Từ: | Đến: |

☐ Bảo vệ mắt ☐ Bảo vệ vùng tỉ lệ

GHI CHÚ

Mã Sửa Lưu Bỏ qua In In A4 In A3 Ký CTS Hủy ký CTS Xem PDF ký Xuất thuốc

1. Nhấn “Mới”
2. Nhập thông tin phiếu theo dõi gây mê (Phiếu có 3 trang)
3. Nhấn “Lưu” → “In”

- Chọn “Kế hoạch sau gây mê” để mở phiếu “Kế hoạch sau gây mê – phẫu thuật”

The screenshot shows a medical software interface for a patient named B.S Lương Minh Tuấn. The form is titled 'KẾ HOẠCH SAU GÂY Mê' (Post-anesthesia plan). It includes sections for patient information, vital signs, and various checkboxes for monitoring and interventions. The form is divided into several tabs, including 'KẾ HOẠCH SAU GÂY Mê', 'KẾ HOẠCH THEO DÕI', and 'BAN GIAO VỚI HỒI TỈNH'.

1. Nhấn “Mới”
2. Nhập thông tin phiếu
3. Nhấn “Lưu” → “In”

1.2 Phiếu theo dõi gây mê

1. Ở màn hình “Hồ sơ bệnh án” → “Phòng mổ” → “Phiếu theo dõi gây mê”
2. Nhấn “Mới”
3. Nhập thông tin “Phiếu theo dõi gây mê” (Phiếu có 3 trang)
4. Nhấn “Lưu” → “In”

The screenshot shows a software interface with a menu on the left. The menu items include 'Phòng mổ', 'Chức năng', 'Tổng hợp thuốc', 'Y lệnh', 'Toa được phát', 'Toa được phát dịch vụ', and 'Toa mua ngoài'. A red arrow points to the 'Phiếu theo dõi gây mê' option in the menu.

1.3 Kế hoạch sau gây mê – phẫu thuật

1. Ở màn hình “Hồ sơ bệnh án” → “Phòng mổ” → “Kế hoạch sau gây mê – phẫu thuật”
2. Nhấn “Mới”
3. Nhập thông tin phiếu
4. Nhấn “Lưu” → “In”

1.4 Phiếu cam đoan PTTT

1. Ở màn hình “Hồ sơ bệnh án” → “Phòng mổ” → “Phiếu khám tâm lý trước mổ”
2. Nhấn “Mới”
3. Nhập thông tin phiếu
4. Nhấn “Lưu” → “In”

Giấy cam kết chấp thuận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê

Tiện ích ▾

Ngày

Giấy cam kết

Hôm nay: 20/11/2024 Giờ: 15:48

Tên: Năm sinh: Phái:

CMND: Nơi cấp: Dân tộc: Ngoại kiều:

Địa chỉ: SĐT:

Họ tên BN: BN KB NOITRU BHYT-BHTN 01 Quan hệ: Khoa: CẤP CỨU-CHỐNG ĐỘC

Bác sĩ: 0015 BS Lương Minh Tuấn

Đồng ý:

Mới Sửa Lưu Bỏ qua Hủy In Xem PDF Kết thúc