



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ C+

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VRPACS

MODULE HỘI CHẨN

Địa chỉ: Số 1, ngõ 31, đường 18M, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (+84) 982.603.805

Email contact@vrpacs.com

Website: <http://www.vrpacs.com>


Contents

1. HỘI CHẨN	3
1.1. Hội chẩn trực tuyến (dành cho Nondicom).....	3
1.2. Video conference (Hội chẩn DICOM)	4
1.2.1. Một số thao tác tại Video Conference.....	4
1.2.2. Giao diện của hệ thống.....	4
1.2.3. Chức năng chia layout.....	5
1.2.4. Lựa chọn micro	6
1.2.5. Chia sẻ màn hình.....	6
1.2.6. Quay màn hình cuộc hội chẩn.....	7
1.2.7. Chia sẻ ca hội chẩn.....	8
1.2.8. Kết thúc hội chẩn	9

1. HỘI CHẨN


1.1. Hội chẩn trực tuyến (dành cho Nondicom)

Truy cập địa chỉ nondicom, chọn ca chụp cần hội chẩn, tại diện đọc duyệt cho ca chụp chọn chức năng tạo phòng hội chẩn (biểu tượng hình máy bay giấy)




1.2. Video conference (Hội chẩn DICOM)

Tại giao diện VIEWER, nhấn chọn công cụ Video Conference (biểu tượng hình máy quay)



Một số thao tác tại Video Conference

Giao diện của hệ thống




1. Logo, địa chỉ và tên của điểm cầu trung tâm tạo hội chẩn.

2. Danh sách thiết bị hình ảnh của các điểm cầu tham gia hội chẩn.
3. Màn hình trung tâm của cuộc hội chẩn.
4. Hình ảnh của điểm cầu trung tâm.
5. Vị trí hiển thị hình ảnh của các điểm cầu khác.
6. Thanh công cụ chính.


Lưu ý: Cơ chế có thể kéo thả hình ảnh để đáp ứng nhu cầu khác nhau

1.2.1. Chức năng chia layout

Thao tác: tại thanh công cụ, nhấn vào biểu tượng ô lưới để chọn layout mong muốn, sau đó kéo thả hình ảnh của các điểm cầu để hiển thị tại layout mới.




- Vị trí chức năng chia layout



- Hình ảnh chia layout 2.


1.2.2. Lựa chọn micro

Thao tác: tại thanh công cụ, nhấn vào biểu tượng hình bánh răng trên góc của hình micro, lựa chọn micro mong muốn




1.2.3. Chia sẻ màn hình


Thao tác: Nhấn chọn chức năng chia sẻ màn hình trên thanh công cụ, sau đó chọn màn hình để chia sẻ rồi nhấn nút chia sẻ.



- thao tác chia sẻ màn hình



- Hình ảnh được chia sẻ sẽ hiển thị, các điểm cầu có thể kéo thả để xem hình ảnh




- Nhấn “Stop sharing” để kết thúc chia sẻ

1.2.4. Quay màn hình cuộc hội thảo

Thao tác: tại thanh công cụ nhấn chức năng quay video (biểu tượng hình nút play).


Thao tác tương tự chia sẻ màn hình.



- Quay màn hình cuộc hội chẩn

1.2.5. Chia sẻ ca hội chẩn


Thao tác: trên thanh công cụ nhấn chức năng chia sẻ để hiển thị đường dẫn truy cập.



- Nhấn chức năng chia sẻ để hiển thị đường dẫn truy cập, nhấn biểu tượng copy để sao chép đường dẫn gửi cho các điểm cầu một cách dễ dàng.

1.2.6. Kết thúc hội chẩn

Nhấn chức năng kết thúc hội chẩn (biểu tượng hình điện thoại màu đỏ).



Lưu ý: - chỉ có người tạo hội chẩn mới kết thúc được hội chẩn

- Khi người tạo hội chẩn kết thúc, các điểm cầu khác sẽ tự động thoát khỏi cuộc hội chẩn.